

Этикетка оправ

Предназначение

Оправы являются медицинским приспособлением I класса (Правило 1 Глава III приложения VIII Регламента (ЕС) 2017/745) и должны дополняться соответствующими линзами для коррекции дефектов зрения. Оправы соответствуют требованиям Регламента (ЕС) 2017/745

Правила использования

Нельзя исключить возникновение нежелательных реакций у чувствительных или страдающих аллергией субъектов при контакте с материалами и покрытиями, использованными для производства оправ.

Оправа предоставляется в комплекте с демонстрационными линзами, которые предназначены только для поддержания ее формы и воссоздания финального результата во время ее примерки.

Уход и хранение

Оправы должны храниться в специальных футлярах при температуре от -10°C до $+35^{\circ}\text{C}$.

Избегать воздействия солнечных лучей в закрытых пространствах без кондиционера (напр., на приборной панели автомобиля), поскольку высокие температуры могут повредить оправу.

При случайном контакте с такими веществами, как соленая вода (морская вода), вода в бассейне, или такими химическими веществами, как косметика, лак для волос, солнцезащитный крем или репелленты для насекомых, рекомендуем сразу же очистить изделие при помощи увлажненной водой мягкой салфетки. В случае износа (напр., при появлении царапин или помутнений) рекомендуется заменить данные детали оригинальными запасными частями. Для чистки использовать мягкую салфетку и обычное нейтральное моющее средство, а затем вытереть насухо чистой мягкой салфеткой.

Избегать использования растворителей (напр., спирта и ацетона) и агрессивных химических чистящих средств, которые могут повредить оправу.

Маркировка

Идентификационный номер модели находится на внутренней стороне изделия. Дата производства находится на упаковке

Контактная информация

При невозможности связаться с пунктом продажи, в котором было приобретено изделие, за просы и жалобы могут быть направлены по адресу:

www.original-vintage.com