

Označování dioptrických rámu

Oblast použití

Dioptrické rámy jsou zdravotnické prostředky třídy I (Pravidlo 1 Kapitola III Příloha VIII Nařízení (EU) 2017/745), jejichž hlavní použití je sloučení s dioptrickými čočkami na předpis za účelem korekce zrakových vad. Dioptrické rámy jsou v souladu s nařízením (EU) 2017/745.

Upozornění

Nelze vyloučit, že obzvláště citlivé nebo alergické osoby mohou mít nežádoucí účinky v důsledku kontaktu s materiály a ošetřeními použitými na rámech.

Rám se dodává s prezentačními čočkami, které nejsou určeny k použití, ale pouze k udržení tvaru brýlí a na umožnění vyzkoušení si rámu, které se více přibližuje konečné podobě.

Skladování a čištění

Dioptrické rámy se musí skladovat při teplotě mezi -10 °C a +35 °C uložené v jejich příslušném obalu.

Chraňte před sluncem v uzavřeném nevětraném prostředí (např. přístrojová deska automobilu), protože teploty dosažené v těchto podmínkách mohou poškodit funkčnost rámu.

V případě příležitostného kontaktu s látkami, jako je slaná voda (mořská voda), voda v bazénu, chemikálie jako kosmetika, sprej na vlasy, opalovací krém a repelent, doporučujeme jejich okamžité odstranění pomocí měkkého navlhčeného hadříku.

V případě opotřebení (např. škrábance, zmatnění) doporučujeme vyměnit za originální náhradní díly.

K čištění použijte navlhčený hadřík a běžný neutrální čisticí prostředek, vysušte čistým měkkým hadříkem. Nepoužívejte rozpouštědla (např. alkohol a aceton) a agresivní chemické čisticí prostředky, které mohou ohrozit funkčnost brýlí.

Značkování

Identifikátor modelu se nachází ve vnitřní části výrobku. Datum výroby je uveden na samostatném obalu.

Oznámení/Kontakty

Pokud není možné kontaktovat obchod, kde byl výrobek zakoupen, ohledně reklamací nebo anomálií se obraťte na:

www.original-vintage.com