

הערת מידע של היצרן
תיוג של מסגרות אופטיות
תחום השימוש

מסגרות אופטיות הן מכשירים רפואיים מסוג I (תקנה 1 פרק III של נספח VIII לתקנה 2017/745 (UE) שהשימוש העיקרי בהן הוא הקשר עם עדשות עיניים מרשם לתיקון ליקווי ראייה. המסגרות האופטיות תואמות לתקנה

2017/745 (UE)

אזהרות

אי אפשר לשלול שאנשים רגישים או אלרגיים באופן מיוחד עלולים לחוות תגובות שליליות במגע עם החומרים והטיפולים המשומשים ביצירת המסגרות המסגרת מסופקת עם עדשות מצגת, שאינן מיועדות לשימוש אלא רק לשמור על צורת המשקפיים ולאפשר בדיקה של המסגרת בצורה הקרובה ביותר למציאות הסופית.

אחסון וניקוי

יש לאחסן את המסגרות האופטיות בטמפרטורה שבין 10°C ל- 35°C בנרתיק שלהן. הימנע מחשיפה לשמש בסביבות סגורות ובלתי ממוזגות (למשל לוח מחוונים לרכב) מכיוון שהטמפרטורות המגיעות בתנאים אלו עלולות לפגוע בפונקציונליות של המסגרות.

במקרה של מגע מזדמן עם חומרים כגון מי מלח (מי ים), מי בריכות שחייה, מוצרים כימיים כגון קוסמטיקה, ספריי שיער, קרמים שמש ודוחי חרקים, מומלץ להסיר מיד באמצעות מטלית לחה רכה. במקרה של בלאי (למשל שריטות, אטימות) אנו ממליצים על החלפה עם חלקי חילוף מקוריים. לניקוי המשקפיים להשתמש במטלית לחה ובחומר ניקוי ניטרלי רגיל וליבש עם מטלית נקייה ורכה. להימנע משימוש בממיסים (כגון אלכוהול ואצטון) וחומרי ניקוי כימיים אגרסיביים שעלולים לפגוע בפונקציונליות של המשקפיים.

סימון

מזהה הדגם נמצא בתוך המוצר. תאריך הייצור מוצג על האריזה הפרטית.

דוחות/אנשי קשר

במקרה של אי אפשרות ליצור קשר עם חנות המכירה בה רכשת את המוצר, לצורך תלונות או חריגות, נא לפנות בבקשה ל: