



## 안경 프레임 라벨링

### 사용분야

안경 프레임은 I 등급의 의료기기(유럽(EU) 의료기기 규정 MDR 2017/745, 부속서 VIII의 III장 규칙 1 참조)으로, 주로 시력 교정용 처방안경 렌즈와 결합하여 사용됩니다.

안경 프레임은 유럽(EU) 의료기기 규정인 MDR 2017/745를 준수합니다.

### 경고사항

매우 민감하거나 알레르기가 있는 착용자의 경우, 프레임에 사용한 재료나 표면 처리 물질과 접촉하여 부작용이 나타날 수도 있습니다.

프레임에는 프레젠테이션용 부속 렌즈(착용 목적이 아닌, 안경 모양을 유지하고 실제 착용 상태와 가장 유사하게 프레임을 시험해보는 용도)가 함께 제공됩니다.

### 보관과 청소

안경 프레임은 전용 케이스에  $-10^{\circ}\text{C}\sim 35^{\circ}\text{C}$  범위의 온도에서 보관해야 합니다.

공기 조화(냉방) 설비가 없는 실내 환경(예: 자동차 대시보드)에서 직사광선에 노출되면 높은 온도에도달하여 프레임 기능을 손상할 수 있으므로 주의하십시오.

염수(바닷물)나 수영장 물 또는 화장품, 헤어스프레이, 자외선 차단제, 방충제와 같은 화학 물질과 일시적으로 접촉했을 경우 부드러운 천으로 즉시 닦아주는 것이 좋습니다.

제품 마모시(예: 긁힘, 불투명) 손상된 부품은 정품 예비부품으로 교체하는 것이 좋습니다.

청소할 때는 젖은 천과 일반 중성 세제를 사용하고 깨끗하고 부드러운 천으로 닦아 건조하십시오.

안경 기능을 손상할 수 있는 용제(예: 알코올과 아세톤)와 자극성 화학 세제를 사용하지 마십시오.

### 마킹

모델 식별 정보는 제품 내부에 있으며, 제조 날짜는 개별 포장에 표시됩니다.

### 제조사

제조사 이름과 주소

### 문의/연락처

불만 사항 또는 제품에 이상이 있는 경우 제품을 구매한 판매처에 연락할 수 없는 때 다음 연락처로 문의해주십시오. [www.original-vintage.com](http://www.original-vintage.com)